



Analyse

LymeDetect Borreliose Test

Die Lyme-Borreliose ist eine durch das Bakterium *Borrelia burgdorferi* ausgelöste Infektionskrankheit und die häufigste durch Zecken übertragene Krankheit in Österreich und Europa.

Der neue LymeDetect Test ist ein innovativer Ansatz zur frühen Diagnose der Lyme-Borreliose durch eine Kombination von Tests zur Messung der B-Zell-Reaktion, den LIAISON® IgG und IgM CLIA-Assays, und Tests der T-Zell-Reaktion mit der bewährten QuantiFERON IGRA Technologie. In den ersten Wochen der Infektion zeigt diese neuartige diagnostische Lösung eine wesentliche Verbesserung der Sensitivität im Vergleich zum standardmäßigen Zwei-Stufen-Antikörper-Test (sTTT).

✓ Anforderung

Die Anforderung der Analyse erfolgt über unser Anforderungsprogramm **Labcomplete**.
Die Einsendung der Probe kann **zwischen Montag und Donnerstag** erfolgen, sofern der **Folgetag kein Feiertag** ist.

Sheet	Parameter	Bezeichnung	Material / Code
Infektions-serologie	LYME-P	LymeDetect	LymeDetect-Röhrchen-Set



Preise und Kosten

Die Untersuchung wird ausschließlich als **Privatleistung** angeboten.

Analyse	Kasse	Zuweiserpreis	Patientenpreis
LYME	✗	€ 59,00	€ 69,00



Analysenbeschreibung

Bitte verwenden Sie unsere speziellen LymeDetect Abnahmeröhrchen. Ein Set (pro PatientIn) besteht aus je 1 speziellen LymeDetect-Röhrchen mit grauem, orangenem, violetttem Verschluss sowie einem Serum-Röhrchen (roter Verschluss).

Bitte beachten Sie, dass **Sie alle 4 Röhrchen des Sets** verwenden müssen.
Das lila Röhrchen des Sets ist kein herkömmliches Blutbild- oder Blutgruppenröhrchen!
Bitte verwenden Sie für den LymeDetect ausschließlich die im Set enthaltenen Röhrchen.

Wir empfehlen, **zuerst das Serum-Röhrchen (roter Verschluss)** zu verwenden, um das Schlauchsystem zu entlüften. Die 3 kleinen „LymeDetect“-Röhrchen dürfen nicht unterfüllt werden!



Unmittelbar nach der Befüllung die Röhrchen bitte **10-mal gut kippen** (nicht schütteln), sodass die Innenwand ganz mit Blut bedeckt ist. Erst dann können sich die Antigene aus der Wandbeschichtung lösen.

Bitte beachten Sie, dass die Einnahme von **immunsupprimierenden (zytostatischen) Medikamenten** zu nicht auswertbaren Ergebnissen führen kann. Nach Möglichkeit wird ein Absetzen der Medikation im Zeitraum von 7-14 Tagen vor der Blutabnahme empfohlen.

Lagerung und Transport:

Bitte die befüllten Röhrchen bei Raumtemperatur in einem Lyme Detect-Probenbeutel lagern.

Die Proben sollten bitte **binnen 12 Stunden** ab der Blutentnahme im Labor einlangen.

Bitte beachten Sie, dass wir die LymeDetect-Röhrchensets nicht lagernd haben. Die Lieferzeit dafür beträgt etwa eine Woche.

Bitte beziehen Sie die Materialien über unseren Medizinproduktepartner Meditec unter +43 2742 258 958 oder im Online-Shop: www.meditec.at



Röhrchenset:

Artikelnummer: 0103010

Materialnummern: Hep24, Hep25, Hep26, Serum02