



INFORMATIONSBLATT



Urindiagnostik Sammelurin 24h

Wichtiger Hinweis

**FÜR SAMMELURIN BITTE AUSSCHLIESSLICH DAFÜR
VORGESEHENE BEHÄLTNISSE VERWENDEN!**

Liebe Patientin,
Lieber Patient,

die 24-Stunden Sammelperiode beginnt morgens um 07.00 Uhr nach Entleeren der Blase (1. Urin verwerfen) und wird mit der Ausscheidung des 1. Morgenurins am folgenden Tag 07.00 Uhr (dieser Urin wird noch gesammelt) beendet. Eventuelle Konservierungsmittel (Zusatz von 25ml Salzsäure 10% zur Stabilisierung) sind bei folgenden Bestimmungen im Sammelbehälter vorgelegt- **bitte nicht wegschütten!**

- Adrenalin
- Dopamin
- Homovanillinsäure
- Katecholamine
- Metanephrine
- Noadrenalin
- Normetanephrin
- OH-Indolessigsäure
- Oxalat
- Vanillinmandelsäure

- Etiketten auf dem Sammelbehälter vor Desinfektionsmitteln und starker Sonneneinstrahlung schützen, da sonst die Beschriftung und der Barcode unleserlich werden.
- nach Hinzufügen jeder Urinportion, die bisherige Urinmenge durch Schwenken gründlich mischen.
- bis zur Abgabe im Labor/Ordination lichtgeschützt und kühl lagern
- Gesamtmenge des Sammelurins vermerken

Urinproben 24-Stunden Sammelurin V 03 2022PAT

Haben Sie Fragen? Unsere MitarbeiterInnen helfen Ihnen gerne weiter.
Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail!



+43 (0) 2742 238 38



Mathilde Beyerknecht-Straße 9

3104 St. Pölten



hotline@enml.at

Für eine Terminbuchung im
ENML Laborinstitut
Scannen Sie den QR-Code!

https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.mobileapp.qrcode.banner&hl=de_AT&gl=US





INFORMATIONSBLATT



Urindiagnostik Sammelurin 24h

Wichtiger Hinweis

**FÜR SAMMELURIN BITTE AUSSCHLIESSLICH DAFÜR
VORGESEHENE BEHÄLTNISSE VERWENDEN!**

2 Tage vor und während des Sammelns **vermeiden**:
Ananas, Auberginen, Avocado, Bananen, Kiwi, Melonen,
Tomaten, Walnüsse, Capsaicin (Chilli), Nikotin und Koffein.

Probengewinnung

- Hände waschen
- Vorhaut zurückziehen bzw. Schamlippen spreizen
- äußere Genitalien reinigen, z.B.: mit Feuchttüchern
- äußere Genitalien mit Papiertuch trocknen
- Urin in einen sterilen Behälter ablassen
- Urinportion dem Sammelbehälter zuführen



ACHTUNG

Urin-Sammelbehälter-24h
angesäuert, rot markierter Deckel
Materialcode **63**

**Angesäuerte Sammelurinbehälter enthalten Salzsäure zur Stabilisierung!
Diese bitte keinesfalls wegschütten!!!
Nicht direkt in den Sammelbehälter urinieren!!! - VERÄTZUNGSGEFAHR!!!**

Urinproben 24-Stunden Sammelurin V 03 2022PAT

Haben Sie Fragen? Unsere MitarbeiterInnen helfen Ihnen gerne weiter.
Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail!



+43 (0) 2742 238 38



Mathilde Beyerknecht-Straße 9

3104 St. Pölten



hotline@enml.at

Für eine Terminbuchung im
ENML Laborinstitut
Scannen Sie den QR-Code!

https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.mobileapp.qrcode.banner&hl=de_AT&gl=US

